

# POLYESTER



POLYESTER ist ein nicht-resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial, welches nicht durch Hydrolyse abgebaut wird. Die hohe Reißfestigkeit und die Silikonbeschichtung sorgen für einen unproblematischen Einsatz sowohl in der temporären als auch permanenten Anwendung. POLYESTER ist in grün und weiß erhältlich.

- nicht-resorbierbarer Polyesterfaden
- extrem zugfest
- hydrophob
- alterungsbeständig
- geringe Gewebereaktion



# POLYESTER












*POLYESTER is a non-absorbable braided suture, not affected by hydrolysis. High tensile strength and the silicone coating allow usage for temporary or permanent fixation. POLYESTER is available in green or white.*

- *non-absorbable polyester suture*
- *high and permanent tensile strength*
- *water-repellent*
- *resistant to aging*
- *minimal tissue reactions*

# POLYESTER

## Sterile Nadel-Faden-Kombination







Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
<b>1/2-Kreis Rundkörper = HR, HRS</b> <i>1/2 circle, round bodied = HR, HRS</i>						
● HR 10 	4-0	1.5	0,45	grün/green	8021	36
● HR 17 	5-0	1	0,75	grün/green	8022	36
	4-0	1.5	0,75	grün/green	8023	36
	3-0	2	0,75	grün/green	8024	36
	2-0	3	0,75	grün/green	8025	36
● 2 x HR 17 	5-0	1	0,90	grün/green	8026	36
	4-0	1.5	0,90	grün/green	80231	36
● HR 22 	4-0	1.5	0,75	grün/green	80210	36
	3-0	2	0,75	grün/green	80211	36
	2-0	3	0,75	grün/green	80212	36
● HR 27 	3-0	2	0,75	grün/green	80215	36
	2-0	3	0,75	grün/green	80216	36
	0	3.5	0,75	grün/green	80217	36
	1	4	0,75	grün/green	80218	36
● 2 x HR 27 	3-0	2	0,90	grün/green	80221	36
	2-0	3	0,90	grün/green	80222	36
● HR 35 	2-0	3	0,75	grün/green	80224	36
	0	3.5	0,75	grün/green	80225	36
	1	4	0,75	grün/green	80226	36
● HRS 35 	2-0	3	0,75	grün/green	8031	36
	0	3.5	0,75	grün/green	8032	36
<b>1/2-Kreis schneidende Rundkörper = HRT</b> <i>1/2 circle, round bodied, trocar point = HRT</i>						
▼ HRT 18 	4-0	1.5	0,45	grün/green	8069	36
	3-0	2	0,45	grün/green	80616	36
	5-0	1	0,75	grün/green	8061	36
	4-0	1.5	0,75	grün/green	8062	36
	3-0	2	0,75	grün/green	8063	36

# POLYESTER

## Sterile Nadel-Faden-Kombination










Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. USP	metric	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
<b>Asymptotische schneidende Rundkörper=ART</b> <i>Asymptotic, round bodied, trocar point = ART</i>						
<b>ART 13</b> 	4-0	1.5	0,45	grün/green	8281	12
<b>ART 25</b> 	4-0 3-0	1.5 2	0,45 0,45	grün/green grün/green	8282 8283	12 12
<b>1/2-Kreis Rundkörper stumpf = HRN</b> <i>1/2 circle, round bodied, blunt point = HRN</i>						
<b>2 x HRN 35</b> 	7	9	0,40 0,40	weiß/white weiß/white	C 8055 C 8056	12 12
Cervix-Naht nach SHIRODKAR <i>Cervix Suture acc. to SHIRODKAR</i>						
<b>2 x HRN 50</b> 	7	9	0,40 0,40	weiß/white weiß/white	C 8051 C 8052	12 12
Cervix-Naht nach SHIRODKAR <i>Cervix Suture acc. to SHIRODKAR</i>						
<b>2 x HRN 65</b> 	7	9	0,40 0,40	weiß/white weiß/white	C 8053 C 8054	12 12
Cervix-Naht nach SHIRODKAR <i>Cervix Suture acc. to SHIRODKAR</i>						
<b>1/2-Kreis schneidende = HS</b> <i>1/2 circle, reverse cutting = HS</i>						
<b>HS 18</b> 	5-0 4-0 3-0 3-0 2-0	1 1.5 2 2 3	0,45 0,45 0,45 0,75 0,75	grün/green grün/green grün/green grün/green grün/green	8111 8119 8112 8117 8118	36 36 36 36 36

# POLYESTER

## Sterile Nadel-Faden-Kombination










Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
▼ HS 22 	3-0	2	0,45	grün/green	8113	36
	3-0	2	0,75	grün/green	8110	36
▼ HS 27 	0	3.5	0,75	grün/green	8114	36
▼ HS 35 	1	4	0,75	grün/green	8115	36
▼ HS 40 	1	4	0,75	grün/green	8116	36
<p><b>3/8-Kreis schneidende = DS, DS F mit PREMIUM-Schliff = DSM, DSM F</b>  <i>3/8 circle, reverse cutting = DS, DS F, Premium cut = DSM, DSM F</i></p>						
▽ DSM 11  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	grün/green	8151	36
▼ DS 13 	5-0	1	0,45	grün/green	8141	36
▽ DSM 13  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	grün/green	8156	36
	4-0	1.5	0,45	grün/green	8157	36
▼ DS 16 	6-0	0.7	0,45	grün/green	8147	36
	5-0	1	0,45	grün/green	8148	36
	4-0	1.5	0,45	grün/green	8149	36
▽ DSM 16  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	grün/green	81513	36
	4-0	1.5	0,45	grün/green	81514	36

# POLYESTER

## Sterile Nadel-Faden-Kombination








Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
▼ DS 18 	5-0	1	0,45	grün/green	81411	36
	4-0	1.5	0,45	grün/green	81412	36
	3-0	2	0,45	grün/green	81413	36
	3-0	2	4 x 0,45	grün/green	M 81416 Multipack	24
▼ DS 18 F 	4-0	1.5	0,45	grün/green	81430	36
	4-0	1.5	0,45	weiß/white	81431	36
▽ DSM 18  PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	grün/green	81515	36
	3-0	2	0,45	grün/green	81516	36
	2-0	3	0,45	grün/green	81517	36
▼ DS 21 	4-0	1.5	0,45	grün/green	81427	36
	3-0	2	0,45	grün/green	81428	36
	2-0	3	0,45	grün/green	81429	36
▽ DSM 21  PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	grün/green	81520	36
	3-0	2	0,45	grün/green	81521	36
	2-0	3	0,45	grün/green	81522	36
▼ DS 24 	3-0	2	0,45	grün/green	81418	36
	2-0	3	0,45	grün/green	81419	36
	3-0	2	0,45	weiß/white	81420	36
	3-0	2	0,75	grün/green	81437	36
	2-0	3	0,75	grün/green	81434	36
▽ DSM 24  PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	2-0	3	0,75	grün/green	81519	36
▼ DS 27 	2-0	3	0,45	weiß/white	81421	36
	0	3.5	0,75	weiß/white	81439	36
▽ DSM 27  PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	2-0	3	0,75	grün/green	81523	36

# POLYESTER

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
<b>▼ DS 30</b> 	3-0	2	0,45	weiß/white	81424	36
	2-0	3	0,45	weiß/white	81425	36
	0	3.5	0,45	grün/green	81435	36
	2-0	3	0,75	grün/green	81422	36
	0	3.5	0,75	grün/green	81423	36
	1	4	0,75	grün/green	81436	36
<b>▼ DS 40</b> 	1	4	0,75	grün/green	81438	36
<b>▼ DS 80</b> 	Ø 1,0 mm		1,50	weiß/white	81426	12
<b>Gerade schneidende = GS</b> <i>straight, cutting = GS</i>						
<b>▼ GS 60</b> 	2-0	3	0,75	grün/green	8173	36
<b>1/2-Kreis schneidende Spatula, PREMIUM-Schliff = HSPM</b> <i>1/2 circle, spatulated, Premium cut = HSPM</i>						
 <b>2 x HSPM 8</b> PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	5-0	1	0,45	weiß/white	8191	24
	4-0	1.5	0,45	weiß/white	8192	24
<b>1/4-Kreis schneidende Spatula, PREMIUM-Schliff = VSPM, VSPM F</b> <i>1/2 circle, spatulated, Premium cut = VSPM, VSPM F</i>						
 <b>2 x VSPM 8</b> PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	weiß/white	8217	24
 <b>2 x VSPM 8 F</b> PREMIUM-Schliff   PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	weiß/white	8211	24
	5-0	1	0,45	weiß/white	8212	24
	4-0	1.5	0,45	weiß/white	8213	24

# POLYESTER

## Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschrittenen Längen

*Sterile pre-cut suture, non-neededled*

Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
USP	metric				
4-0	1.5	5 x 0,35	grün/green	R 353	24
3-0	2	5 x 0,35	grün/green	R 453	24
2-0	3	5 x 0,35	grün/green	R 553	24
0	3.5	5 x 0,35	grün/green	R 653	24
1	4	5 x 0,35	grün/green	R 753	24
3-0	2	5 x 0,35	weiß/white	WR 453	24
2-0	3	5 x 0,35	weiß/white	WR 553	24
5-0	1	3 x 0,50	grün/green	R 235	24
4-0	1.5	3 x 0,50	grün/green	R 335	24
3-0	2	3 x 0,50	grün/green	R 435	24
2-0	3	3 x 0,50	grün/green	R 535	24
0	3.5	3 x 0,50	grün/green	R 635	24
1	4	3 x 0,50	grün/green	R 735	24
2	5	3 x 0,50	grün/green	R 835	24
3	6	3 x 0,50	grün/green	R 935	24
3-0	2	3 x 0,50	weiß/white	WR 435	24
2-0	3	3 x 0,50	weiß/white	WR 535	24
0	3.5	3 x 0,50	weiß/white	WR 635	24
2	5	3 x 0,50	weiß/white	WR 835	24
5-0	1	5 x 0,50	grün/green	R 255	24
4-0	1.5	5 x 0,50	grün/green	R 355	24
3-0	2	5 x 0,50	grün/green	R 455	24
2-0	3	5 x 0,50	grün/green	R 555	24
0	3.5	5 x 0,50	grün/green	R 655	24
1	4	5 x 0,50	grün/green	R 755	24
2	5	5 x 0,50	grün/green	R 855	24
3-0	2	5 x 0,50	weiß/white	WR 455	24
2-0	3	5 x 0,50	weiß/white	WR 555	24
0	3.5	5 x 0,50	weiß/white	WR 655	24
4-0	1.5	6 x 0,50	grün/green	SR 355	24
3-0	2	6 x 0,50	grün/green	SR 455	24
2-0	3	6 x 0,50	grün/green	SR 555	24
0	3.5	6 x 0,50	grün/green	SR 655	24
1	4	6 x 0,50	grün/green	SR 755	24
2	5	6 x 0,50	grün/green	SR 855	24
3-0	2	10 x 0,50	grün/green	R 4105	24
2-0	3	10 x 0,50	grün/green	R 5105	24
0	3.5	10 x 0,50	grün/green	R 6105	24

# POLYESTER

**Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen**

*Sterile pre-cut suture, non-neededled*

Stärke Nr. gauge no. USP    metric		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
0	3.5	10 x 0,50	weiß/white	WR 6105	24
3-0	2	12 x 0,50	grün/green	SR 4105	24
2-0	3	12 x 0,50	grün/green	SR 5105	24
0	3.5	12 x 0,50	grün/green	SR 6105	24
1	4	12 x 0,50	grün/green	SR 7105	24
3-0	2	2 x 0,75	grün/green	R 420	24
2-0	3	2 x 0,75	grün/green	R 520	24
0	3.5	2 x 0,75	grün/green	R 620	24
1	4	2 x 0,75	grün/green	R 720	24
2	5	2 x 0,75	grün/green	R 820	24
3	6	2 x 0,75	grün/green	R 920	24
3-0	2	2 x 0,75	weiß/white	WR 420	24
2-0	3	2 x 0,75	weiß/white	WR 520	24
0	3.5	2 x 0,75	weiß/white	WR 620	24
1	4	2 x 0,75	weiß/white	WR 720	24
3-0	2	5 x 0,75	grün/green	R 450	24
2-0	3	5 x 0,75	grün/green	R 550	24
0	3.5	5 x 0,75	grün/green	R 650	24
1	4	5 x 0,75	grün/green	R 750	24
2	5	5 x 0,75	grün/green	R 850	24
0	3.5	1 x 1,20	grün/green	R 612	24
1	4	1 x 1,40	grün/green	SR 712	24
2	5	1 x 1,40	grün/green	SR 812	24